

**That's comfort!**

**Das ist aber Komfort!**

**Ça c'est du confort !**

**Apply and remove your compression stockings in 5 easy steps!**

**Selbstständig Ihre Stützstrümpfe in 5 Schritten an- und ausziehen!**

**Enfiler et ôter votre compression bas en 5 étapes facile!**

**Available in 2 sizes: In 2 Größen lieferbar: Disponible en deux tailles:**

**Steve® Blue**

Made for sock size:  
Geeignet für Strumpfgößen:  
Convient pour la taille

(S) (M)

(I) (II) (III)

(4) (6) (8)

Calf size cC: 30 - 38 cm  
Wadenumfang cC: 30 - 38 cm  
Tour de mollet cC: 30 - 38 cm

**Steve® Orange**

Made for sock size:  
Geeignet für Strumpfgößen:  
Convient pour la taille

(L) (XL)

(IV) (V) (VI)

(10) (12) (14)

Calf size cC: 38 - 46 cm  
Wadenumfang cC: 38 - 46 cm  
Tour de mollet cC: 38 - 46 cm

Hilfsmittelnummer 02.40.01.3020



Berenkoog 15-19, 1822 BH Alkmaar. [www.steveyoursupport.com](http://www.steveyoursupport.com) [info@westcare.eu](mailto:info@westcare.eu)

**0900 - 246 83 57**



**Instructions for use**

**Gebrauchsanleitung**

**Mode d'emploi**



**The one and only tool for putting on and taking off all types of compression stockings**

**Das erste und einzige Hilfsmittel für das An- und Ausziehen aller Sorten elastischer Strümpfe.**

**Le premier et seul dispositif qui aide à enfiler et à ôter toutes les sortes de bas compressif.**

# APPLY / ANZIEHEN / ENFILER

1



Place Steve in front of you on a coffee table and stand behind Steve. Position the stocking above a Steve with the heel towards you.

Stellen Sie Steve vor sich auf einen Couchtisch und stellen Sie sich hinter Steve. Positionieren Sie den Strumpf mit der Ferse in Ihrer Richtung über Steve.

Placez Steve devant vous sur une table de salon et placez-vous derrière. Mettez le bas avec le talon vers vous au-dessus de Steve.

2



Fold the top edge of the stocking over the frame. Strip the stocking up until at least the heel reaches the top. Note: the exact point differs per user.

Schlagen Sie den Strumpf um den Anziehteil von Steve. Krempeln Sie den Strumpf um, bis sich die Ferse mindestens oben befindet. Achtung: Der genaue Punkt ist pro Benutzer verschieden.

Repliez le bas sur l'ouverture. Retrouvez le bas jusqu'à ce que le talon se trouve au minimum au-dessus. Attention : le point exact est différent

3



Sit down on a chair. Place the handle against your knee or your groin (if you cannot stretch your foot). Then put your whole foot into the stocking.

Setzen Sie sich auf einen Stuhl. Legen Sie den Handgriff gegen Ihr Knie oder in Ihre Leiste (wenn Sie den Fuß nicht strecken können). Stecken Sie anschließend den Fuß vollständig in den Strumpf

Asseyez-vous sur une chaise. Placez le manche contre votre genou ou dans l'aîne (si vous ne pouvez pas tendre votre pied). Puis mettez votre pied complètement dans le bas.

4



Roll Steve towards you so that it is standing flat on the ground under your knee. Then push your heel on the ground(1.). Then pull Steve slowly upwards with up and down movements (2.). Don't overstretch the sock.

Rollen Sie Steve in Ihre Richtung, bis er flach auf den Fußboden steht, unter Ihrem Knie. Drücken Sie dann den Ferse auf den Fußboden (1). Zum Schluss ziehen Sie Steve ruhig, mit auf und ab gehenden Bewegungen, hoch (2).

\*Achtung: Den Strumpf nicht zu weit dehnen.

Roulez Steve vers vous pour qu'il se trouve à plat sous votre genou. Poussez votre pied à plat sur le sol. (1) Pour terminer vous tirez doucement Steve vers le haut avec des légers mouvements montants et descendants. Attention : ne pas trop étendre le bas.

5



Put Steve to one side and rub the stocking into the right place.

Stellen Sie Steve beiseite und reiben Sie den Strumpf, bis er genau passt.

Mettez Steve de côté et ajuster le bas.

# REMOVE / AUSZIEHEN / OTER

1



Slide the ring with the opening facing away from you with the readable text between the stockings and your leg.

Schieben Sie den Ring mit der Öffnung von Ihnen abgewendet und mit dem Pfeil nach oben zwischen Strumpf und Bein.

Placez l'anneau avec l'ouverture sur l'avant de la jambe et la flèche vers le haut entre le bas et votre jambe.

2



Slide the ring down to the bottom of your calf. Make sure the ring is not hanging crooked.

Schieben Sie den Ring nach unten, bis unter die Wade. Sorgen Sie dafür, dass der Strumpf nicht schief sitzt.

Descendez l'anneau jusqu'en dessous de votre mollet. Faites attention que l'anneau ne se met pas de travers.

3



Place Steve straight onto the ring and push it down.

Stellen Sie Steve gerade auf den Ring und drücken Sie ihn nach unten.

Placez Steve droit sur l'anneau et poussez vers le bas.

4



You can roll Steve away from you as soon as the wheels touch ground.

Sobald die Räder den Fußboden berühren, können Sie Steve von sich weg fahren.

Dès que les roues touchent le sol vous pouvez rouler Steve en avant.

5



Keep pushing Steve away from you and pull your leg out of the stocking.

Drücken Sie Steve weiter und ziehen Sie Ihr Bein aus dem Strumpf.

Poussez Steve plus en avant et retirez votre jambe du bas.